



X'PRIM

BREVETÉ

Le lit X'PRIM a été conçu selon le principe **Ergofix**. Il s'appuie sur un **système breveté de montage et démontage**. Il est accessible au montage et au démontage par une seule personne.

 ≤ 135kg



34 à 84 cm



jusqu'à 74*



Mécanique, électrique et télécommande



Panneaux et accessoires

La maintenance

Les préconisations du fabricant et l'analyse de risques de l'exploitant constituent la base à partir de laquelle l'exploitant construit sa politique de maintenance.

D'autres éléments, telles que les recommandations émises par l'ANSM ou d'autres institutions et les guides de bonnes pratiques professionnelles, sont également à prendre en considération.

Dans le cas où les préconisations du fabricant en matière de maintenance ne seraient pas suivies, la responsabilité de l'exploitant pourrait être engagée si un incident était imputable à un défaut de maintenance. Pour les lits Winncare France une maintenance préventive annuelle est recommandée.

Photos non contractuelles



LES + PRODUIT



ERGONOMIE

Fixation des panneaux par système **EASY-MOVE**.

Montage et démontage des relève-buste et relève-jambes sans outils



SÉCURITÉ

Rondos traversants pour l'assemblage des 1/2 sommiers.

Barrières avec fixation par indexation



PRINCIPE BREVETE
N° FR2966708

MONTAGE / DÉMONTAGE
ERGONOMIQUE



ERGOFIX

Désignation	X'PRIM
Sommier	90 x 200 cm
Garde au sol	13 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maxi par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maxi 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 66

OPTIONS

