

SANGLES DE LÈVE-PERSONNES

Position du patient

Lors du choix de la sangle, il est important de prendre en compte les différentes positions de transfert possible afin de s'adapter à la pathologie du patient.

On distingue 3 positions possibles :

- Position semi-allongée
- Position semi-assise
- Position assise (90°)

 <p>POSITION ASSISE (90°)</p>	 <p>POSITION SEMI-ASSISE</p>	 <p>POSITION SEMI-ALLONGÉE</p>	
<p>Type de Patient</p>	<p>Patient peu dépendant avec un tonus correct</p>	<p>Patient plus dépendant avec tendance au basculement vers l'avant</p>	<p>Patient très dépendant à très faible tonus</p>
<p>Cadre d'Utilisation</p>	<p>Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil à dossier fixe à 90°</p> 	<p>Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil inclinable</p> 	<p>Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil coquille incliné ou d'un lit</p> 
<p>Sangles Recommandées</p>	<p>Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide (page 17) Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette (page 21) Sangle ergonomique (page 22) Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossier (page 24)</p>	<p>Sangle de toilette éco (page 13) Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac sans croisement (page 19)</p>	<p>Sangles hamac (page 18)</p>