



RISQUE D'ESCARRE NUL FAIBLE À MOYEN¹

Alitement² < 15 heures/Jour

- Patient qui se mobilise seul avec difficulté
- Sans trouble neurologique important
- Sans artériopathie
- Etat général bon à moyen²

MATELAS STATIQUE

Fréquence des changements de position ≥ 8 fois par jour

PAS D'ESCARRE

MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

HEBERGEMENT
40 ≤ 130 kg

APLOT
40 ≤ 120 kg

EPSUS
30 ≤ 120 kg



RISQUE D'ESCARRE MOYEN À ÉLEVÉ¹

Alitement² ≤ 15 heures/Jour

Patient levé dans la journée²

MATELAS STATIQUE

Fréquence des changements de position ≥ 6 fois par jour

ANTÉCÉDENT D'ESCARRE

AVEC ESCARRE

1 ou PLUS de STADE 1 à 2
OU
1 ESCARRE de STADE 3 à 4

Voir modalités d'utilisation et de prescription

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE³

ALOVA VMA63
30 ≤ 150 kg

NOVA FORM
35 ≤ 140 kg

ALOVA XXL
135 ≤ 270 kg



ALOVA VMA64
30 ≤ 180 kg

VITA FORM 4
40 ≤ 150 kg

UNIMAT
30 ≤ 140 kg

ROTAMAT
30 ≤ 140 kg



(SUR) MATELAS À AIR MOTORISÉ

Fréquence des changements de position 3 fois par jour

1 ESCARRE en zone d'appui

STADE 1 à 2

STADE 1 à 4

AUTOMATIQUE

axtair one[®] plus
30 ≤ 165 kg

axtair automorpho[®] plus
30 ≤ 180 kg

airFLOW[®] pm100A¹⁰⁰ DIGITAL
40 ≤ 180 kg



RISQUE D'ESCARRE ÉLEVÉ¹

Alitement² ≤ 24 heures/ 24

Patient en mauvais état général, et/ou ayant une artériopathie, et/ou un trouble neurologique sévère récent²

MATELAS À AIR MOTORISÉ

Fréquence des changements de position 3 fois par jour

PLUSIEURS ESCARRES

STADE 1 à 4 en zone d'appui

AUTOMATIQUE

axtair automorpho[®] censor
30 ≤ 165 kg AT 12
30 ≤ 180 kg AT 15 & DV
30 ≤ 200 kg AT 20

axtair HXL[®]
100 ≤ 270 kg



1 : Selon échelle validée et jugement clinique

2 : Selon avis de la CNEDIMTS du 22/12/2009

3 : Différentes versions de matelas spécifiques sont disponibles : en taille XL, DUO, XXL et pédiatrique


4 : Recommandations EPUAP-NPIAP-PPPIA, 2019

5 : Gammes Carewave (Plus), Postura, Posimo



Modalités de prescription et d'utilisation⁵

Dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, l'association aux dispositifs de décharge localisée ou de positionnement est obligatoire. Le cas échéant, elle peut être associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux.



WINCARE France
Site de production : 200 Rue Charles Tellier, 30000 NIMES

PHARMAQUEST Industries, Groupe WINCARE
Zone Actipole - 2 Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC-MORVAN

Photos non contractuelles

Dispositifs médicaux de classe 1