

## Tarif Public 2023

**Yomper+** - Assistance électrique pour fauteuil roulant manuel.

**Poids avec batterie 24v160Wh** : 5.8kg

**Poids avec batterie 24v240Wh** : 6.15kg

Compatible pour le transport aérien

**Autonomie** : 23 à 35km

**Vitesse** : programmable de 3 à 10km/h

**Poids max utilisateur** : 150 kg

**Garantie** : 2 ans hors pièces d'usure



LPPR : VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION,  
ACEKARE, YOMPER+: 4329582

Date\* :

Nom du particulier (utilisateur)\* :

Nom et numéro de téléphone du contact magasin\* :

\*Nécessaire

**N'OUBLIEZ PAS DE COMPLÉTER LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES À LA VALIDATION DE VOTRE COMMANDE À LA PAGE 4 DE CE DOCUMENT.**

YOMPER+ POUR CHÂSSIS RIGIDE		CHOIX	PRIX HT	PRIX TTC	LPP	
YP6ARF	<b>PACK YOMPER+</b> YP2606 : Équipé d'une batterie <b>24v160Wh - 23km d'autonomie</b> YP114F : Support pour châssis rigide standard Valise incluse		4 255,92 €	<b>4 490,00 €</b>	2 187,03 €	
YP10ARF	<b>PACK YOMPER+ MAX</b> <i>Conseillé pour les longues distances, parcours très vallonnés, et/ou les utilisateurs &gt; 90kg</i> YP2610 : Équipé d'une batterie <b>24v240Wh - 35km d'autonomie</b> YP114F : Support pour châssis rigide standard Valise incluse		4 445,50 €	<b>4 690,00 €</b>	2 187,03 €	
<b>Pour YP114F + BARRE SOUS ASSISE</b>						
YPA0113	<b>Uniquement pour les fauteuils ne disposant pas de barre sous-assise</b> Option : Barre de soutien sous assise adaptable (32cm à 48cm de largeur d'assise)		322,27 €	<b>340,00 €</b>	<a href="#">Consulter la notice</a>	
<b>ADAPTATION SPECIALE</b>						
YPA0122	Trace S (Précisez la largeur d'assise) : ..... cm Support remplaçant le support inclus dans le tarif		+142,18 €	<b>+ 150,00 €</b>		
YPA0124	Ottobock Zenit R (Précisez la largeur d'assise) : ..... cm Support remplaçant le support inclus dans le tarif		+142,18 €	<b>+ 150,00 €</b>		
YPA0137	Panthera S3 / U3 Pièces spécifiques qui s'ajoutent au support YP114F		+ 47,39 €	<b>+ 50,00 €</b>		
YPA0138	Netti 4u Attention utilisable uniquement en commande tierce personne Pièces spécifiques qui s'ajoutent au support YP114F		+ 47,39 €	<b>+ 50,00 €</b>		

Réf.	Description	Choix	Prix HT	Prix TTC
<b>Mode tierce personne</b>				
YPA0013	<b>Variateur pour tierce personne filaire</b> Peut être utilisé avec ou sans boîtier de commande Bluetooth  <b>Inclus :</b> YPA0036 Fixation du boîtier de commande sur dossier (clip) de fixation YPA0035 Déport tierce personne - <i>Longueur 100 cm</i>  <i>Rallonge en option sur demande</i>	<input type="checkbox"/>	109,00 €	<b>115,00 €</b>
<b>Accessoires additionnels</b>				
YPA114RF	Kit complet de fixation pour fauteuil à châssis rigide <b>supplémentaire</b> <i>Précisez la configuration souhaitée</i>	<input type="checkbox"/>	426,54 €	<b>450,00 €</b>
YP115FF	Kit complet de fixation pour fauteuil à châssis pliant <b>supplémentaire</b> <i>Précisez la configuration souhaitée</i>	<input type="checkbox"/>	426,54 €	<b>450,00 €</b>
YPA0002	Chargeur de Yomper ( <i>supplémentaire</i> )	<input type="checkbox"/>	112,80 €	<b>119,00 €</b>
<b>Main d'œuvre - TVA 20%</b>				
YPU0219	Installation dans nos ateliers (nos frais rapatriement, renvoi inclus) <b>Non obligatoire si fait par le revendeur</b>	<input type="checkbox"/>	125,00 €	<b>150,00 €</b>
AC9999	Frais rapatriement de fauteuil roulant manuel (aller et retour)	<input type="checkbox"/>	83,33 €	<b>100,00 €</b>
<b>Informations client</b>				
<b>⚠ IMPORTANT</b>	Vitesse maximum souhaitée (par défaut : 6km/h ; maximum : 10km/h)			
<b>Frais de port 35€ TTC</b>				

### Tous nos Packs Yomper+ comprennent :

- 1x Valise de transport Yomper
- 1x Yomper+
- 1x Une batterie 24V160Wh ou 24V240Wh
- 1x Chargeur Yomper
- 1x Boîtier de transport pour EasyGo
- 1x Pack EasyGo de commande :
  - 1x Boîtier de commande Easy go control
  - 1x Fixation sur la jambe
  - 1x Fixation pour le fauteuil roulant
  - 1x Câble de recharge USB
- 1x Manuel d'utilisation et guide rapide



# VÉRIFICATION DE COMPATIBILITÉ YOMPER+


## Installation & caractéristiques du fauteuil (Châssis rigide)

### Consultez le tableau de compatibilité avant de poursuivre

(Cliquez sur le bouton 'Tableau de compatibilité' ou scannez le 'QR Code')



## Votre fauteuil est-il présent dans le tableau ?



Oui	
Marque	
Modèle	
Année	
Largeur d'assise	
Taille des roues	
La hauteur du sol à la barre de carosage est supérieure à 28 cm ? OUI      NON	
La largeur disponible au centre du fauteuil est-elle supérieure à 18cm ? OUI      NON	
L'espace est-il libre à l'arrière ? OUI      NON	

Non	
<p>Merci de bien vouloir vous rendre dans votre « <a href="#">Espace Pro</a> » afin d'ouvrir un ticket de demande de compatibilité et nous transmettre à notre service technique les éléments nécessaires au traitement de votre demande.</p>	
<p>Cliquez sur 'Mon Espace Pro'</p>	
<p>Ou scannez le 'QR Code'</p>	
 <b>N° de ticket</b>	

Un doute ? Ouvrez un ticket dans votre « [Espace Pro](#) »



Votre commande ne sera prise en compte qu'après réception de l'ensemble de ces éléments.  
Elles nous permettent de valider la bonne compatibilité du Yomper+ et le choix des pièces.



## INFORMATIONS UTILISATEUR YOMPER+ À compléter par l'utilisateur avec le revendeur



### MERCI DE NOUS INDIQUER VOTRE CHOIX :

Je m'engage à respecter ces règles d'utilisations et de sécurité à chaque utilisation de mon Yomper + avec mon fauteuil **équipé d'un dispositif de roulette anti-bascule.**

Je m'engage à respecter ces règles d'utilisations et de sécurité à chaque utilisation de mon Yomper + , mais je souhaite utiliser mon fauteuil roulant **sans dispositif de roulette anti-bascule.**

J'ai bien été informé du risque de bascule arrière du mon fauteuil lié à l'utilisation du Yomper+ sans dispositif anti-bascule et prend donc la pleine responsabilité d'utiliser mon fauteuil roulant avec le dispositif Yomper+ sans dispositif anti-bascule.

Adresse de livraison et cachet distributeur :

Adresse de facturation et cachet distributeur (si différente) :

Signature du l'utilisateur particulier :

Commentaires :

### Recommandations Yomper+ :

L'utilisation de Yomper+ est simple et intuitive, mais nécessite avant le départ un rappel des points importants pour pouvoir utiliser longtemps votre Yomper en toute sécurité.

Nous vous demandons de bien lire le manuel d'utilisation et d'adapter les réglages de vitesses et nervosité à votre environnement et votre personnalité.

Nous vous recommandons de désactiver votre Yomper+ à l'aide de votre boîtier de commande « Easy Go » lors des transferts, des franchissements, ou dans les situations où il est plus sûr de désactiver votre Yomper+.

Nous vous recommandons une grande prudence dans les descentes ainsi que l'utilisation d'un dispositif de roulette anti-bascule sur votre fauteuil.