



MEDICALYS

BREVETÉ
N°FR2990620

Le lit MEDICALYS est disponible dans plusieurs versions : déclive mécanique, proclive électrique (position fauteuil), proclive électrique et déclive mécanique.

- Configurabilité
- Sécurité

 ≤ 165kg



37 à 86,5 cm
ou
39,5 à 89 cm



jusqu'à 70°



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

Norme EN 60601-2-52

Pour être installé à l'hôpital en soins intensifs et service MCO (applications 1 & 2 de la norme) les lits doivent avoir :

- Charge Fonctionnement Sécurité = 200 kg
- Panneaux escamotables en cas d'urgence en moins de 15 sec.
- Franchissement seuil, plus de 20 mm


LES + PRODUIT

CONFIGURABILITÉ

le lit MEDICALYS est munie d'une décline mécanique et d'une proclive électrique toutes deux indépendantes, il est ainsi disponible en 4 versions

SÉCURITÉ

- Le système mécanique de décline rend le dispositif accessible à tout moment (avec ou sans électricité) et quelque soit la position du lit (en position fauteuil ou non).
- Mise en décline en 10 sec. maximum.



Boitier soignant filaire



DÉCLIVE -12° Actionnable quelque soit la position du lit et quelque soit les conditions (avec ou sans électricité).



POSITION FAUTEUIL

Désignation	MEDICALYS
Sommier	90 x 200 cm / HOPITAL : non divisible
Hauteur variable	39,5 à 89 cm si roues Ø 150 (Pack HOPITAL)
Relève-jambes	Version C : Inclinaison de 12° maxi par crémaillère Version P : Plicature des genoux 26° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 230 kg Poids patient maxi 165 Kg / Accessoires 45 Kg / Matelas 20 Kg
Roues	Ø 150mm
Motorisation	LINAK IP 54

OPTIONS

